

Version: EC 3.0 (2024.08.26修订)

SDS-PAGE凝胶配制试剂盒

目录号: EC0003

01/产品组分

序号	组分	30-50 块 EC0003
1	30%Acr-Bis (29:1)	100 mL
2	1 M Tris-HCl,pH8.8	100 mL
3	10% SDS	5 mL
4	凝胶聚合催化剂	0.5 g
5	TEMED	0.5 mL
6	1 M Tris-HCl,pH6.8	15 mL

02/保存条件

1 M Tris-HCl, pH8.8、10% SDS、凝胶聚合催化剂和 1 M Tris-HCl, pH6.8 室温保存; 30% Acr-Bis (29:1) 和 TEMED 4℃避光保存;
有效期 2 年。(凝胶聚合催化剂用水配制成 10%溶液后, 分装成小管, -20℃保存, 通常半年内有效。)

03/产品概述

本试剂盒中含有配制SDS-PAGE凝胶所需要的各种试剂, 具体添加量详见说明书。用户需要自备蒸馏水以及制胶工具便可方便制备PAGE胶。本试剂盒约可配制30-50块常规大小的PAGE凝胶。

04/自备材料

自备制胶器具和蒸馏水。

05/注意事项

请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项

- ◇ 凝胶聚合催化剂用水配制成 10%溶液后，应当-20℃保存。同时应尽量减少室温存放时间，以防失效。
- ◇ TEMED 易挥发，使用后请盖紧瓶盖。另外凝胶凝聚的速度与温度和光照关系密切，可通过适当调节 TEMED 的用量，控制在不同的室内环境下凝胶凝聚的速度。
- ◇ TEMED 易燃，有腐蚀性，操作时请小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或腐蚀其他物品。
- ◇ 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- ◇ 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

06/使用方案

提示：

- ◇ 提前配制 10%凝胶聚合催化剂，配制方法如下：例如称取 0.1 g 凝胶聚合催化剂，用水溶解，并定容至 1 mL，即为 10%凝胶聚合催化剂。

1. 根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度，再按照试剂盒中的表格配制SDS-PAGE的分离胶（即下层胶）：

不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围：

SDS-PAGE分离胶浓度	最佳分离范围
6%胶	50-150 kD
8%胶	30-90 kD
10%胶	20-80 kD
12%胶	12-60 kD
15%胶	10-40 kD

2. 试剂盒附带分离胶及浓缩胶配制表

Version: EC 1.0

SDS-PAGE凝胶配制试剂盒【EC0003】

◇ 根据下表配制不同浓度的下层胶（分离胶）：

成分	配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(mL)					
6%胶	5	10	15	20	30	50
蒸馏水	2.0	4.0	6.0	8.0	12.0	20.0
30%Acr-Bis(29:1)	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	10.0
1M Tris, pH8.8	1.9	3.8	5.7	7.6	11.4	19.0
10%SDS	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
10%凝胶聚合催化剂	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
TEMED	0.004	0.008	0.012	0.016	0.024	0.04
成分	配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(mL)					
8%胶	5	10	15	20	30	50
蒸馏水	1.7	3.3	5	6.7	10.0	16.7
30%Acr-Bis(29:1)	1.3	2.7	4.0	5.3	8.0	13.3
1M Tris, pH8.8	1.9	3.8	5.7	7.6	11.4	19.0
10%SDS	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
10%凝胶聚合催化剂	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
TEMED	0.003	0.006	0.009	0.012	0.018	0.03
成分	配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(mL)					
10%胶	5	10	15	20	30	50
蒸馏水	1.3	2.7	4.0	5.3	8.0	13.3
30%Acr-Bis(29:1)	1.7	3.3	5.0	6.7	10.0	16.7
1M Tris, pH8.8	1.9	3.8	5.7	7.6	11.4	19.0
10%SDS	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
10%凝胶聚合催化剂	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
TEMED	0.002	0.004	0.006	0.008	0.012	0.02

成分	配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(mL)					
12%胶	5	10	15	20	30	50
蒸馏水	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	10.0
30%Acr-Bis(29:1)	2.0	4.0	6.0	8.0	12.0	20.0
1M Tris, pH8.8	1.9	3.8	5.7	7.6	11.4	19.0
10%SDS	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
10%凝胶聚合催化剂	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
TEMED	0.002	0.004	0.006	0.008	0.012	0.02
成分	配制不同体积SDS-PAGE分离胶所需各成分的体积(mL)					
15%胶	5	10	15	20	30	50
蒸馏水	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0
30%Acr-Bis(29:1)	2.5	5.0	7.5	10.0	15.0	25.0
1M Tris, pH8.8	1.9	3.8	5.7	7.6	11.4	19.0
10%SDS	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
10%凝胶聚合催化剂	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
TEMED	0.002	0.004	0.006	0.008	0.012	0.02

注：如果配制非变性胶，参考上述配方，不加10%SDS即可配制成非变性PAGE胶。

◇ 根据下表配制SDS-PAGE的上层胶（浓缩胶）：

成分	配制不同体积SDS-PAGE浓缩胶所需各成分的体积(mL)					
5%胶	2	3	4	6	8	10
蒸馏水	1.4	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
30%Acr-Bis(29:1)	0.33	0.5	0.67	1.0	1.3	1.7
1M Tris, pH6.8	0.25	0.38	0.5	0.75	1.0	1.25
10%SDS	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.1
10%凝胶聚合催化剂	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.1
TEMED	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.01

07/相关产品

- EC0004 SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒
- EC0005 SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10×)
- EC0006 30% Acr-Bis (29:1)
- EC0007 Ammonium persulfate substitute (APS)
- EC0008 TEMED
- EC0009 10% SDS
- EC0010 1.5M Tris-HCl,pH8.8
- EC0011 1M Tris-HCl,pH6.8
- EC0012 1M Tris-HCl,pH8.8

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: support@sparkjade.com

