

Version: EC 1.1 (2021.04.01修订)

考马斯亮蓝染色液（常规法）

目录号：EC0017

01/产品组分

序号	组分	EC0017
1	考马斯亮蓝染色液 (常规法)	100 mL

02/保存条件

室温（15-25℃）保存，一年有效。

03/产品概述

考马斯亮蓝染色液（常规法）采用常规染色的方法，主要用于SDS-PAGE或非变性PAGE等蛋白凝胶的染色，其中的染色液以考马斯亮蓝G-250为染料。染色时间为2-4 h。

04/注意事项

请务必在使用本试剂之前阅读此注意事项

- ◇ 染色液体积要完全覆盖凝胶，5倍凝胶体积的染色液即可。
- ◇ 染色时间建议4 h以上，效果最佳。

05/使用方案

1. 电泳结束后，取下凝胶，放入适量考马斯亮蓝染色液中，用户可根据染色容器的大小确定所用染色液体积，确保染色液可以充分覆盖凝胶。
2. 将凝胶置于摇床上缓慢摇动，室温染色至少2 h，低丰度蛋白染色需4 h以上。

3. 染色结束后，进行脱色，脱色液建议使用本品牌的考马斯亮蓝染色脱色液（EC0018）。

06/相关产品

EC0015 考马斯亮蓝快速染色液

EC0016 考马斯亮蓝染色试剂盒（常规法）

EC0018 考马斯亮蓝染色脱色液（常规法）

本产品仅用于科学研究！

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: support@sparkjade.com

